

SHAVERSYSTEM C3



Steuereinheit

- Konsole zur Ansteuerung von motorgetriebenen EBERLE C3 Handstücken
- Resistives 5 Zoll Touchdisplay mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Zusätzliche Softkeys zur Einstellung der Grundfunktionen
- Wählbares Anlaufverhalten für Handstücke (langsam, mittel, schnell und Benutzereinstellung)
- Freiprogrammierbare Speicherplätze zur Festlegung der anwender- oder anwendungsbezogenen Einstellungen
- Nutzerspezifische Belegung der Bedienelemente am Handstück und Fußschalter
- Definierter Stopp bei schneidenden Klingen
- Drehzahlbereich 300 – 10.000 min⁻¹
- Gewindeschneidbetrieb beim Universal-Motorhandstück

Zubehör

- Handstücke in verschiedenen Werkstoffausführungen, mit und ohne Handbedienung
- Universal-Handstück mit diversen Aufsätzen zum Bohren und Sägen
- Einmal- und Mehrfach-Shaverblades
- Fußschalter

EBERLE

Eberle GmbH & Co. KG · www.eberle-med.de
Glasbronnenstraße 6 · 75449 Wurmberg · Telefon +49 (0) 7044 9611-0
Kontakt: vertrieb@eberle-med.de
Telefon +49 (0) 2841 88700-32 · Telefax +49 (0) 2841 88700-37