



EBERLE

Arthroskopie-Instrumente

Arthroskopiestanzen

Bestmögliche Reinigung ohne Einbußen von Stabilität, durch zusätzlich nach unten geöffnete Führung im Schaft.



125 mm



Maulteil Höhe



Schnittbreite



Maulteil Breite

Gerade

Schaft und Maulteil sind gerade



Maul aufgewinkelt

Maulteil ist aufgewinkelt, ermöglicht einen leichteren Zugang an den hinteren Bereich des Meniskus



Aufgebogen

Instrument ist am Schaft aufgebogen, es folgt der Kontur des Kondylus und hält die geschnittene Oberfläche parallel zum Tibiaplateau



Standardgriff



Sperregriff



Rotierbarer Ringgriff

Ducky Stanzen

Eine schmale Maulteilhöhe verbunden mit einem breiten Maul sorgen für eine optimale Bewegungsfreiheit bis in die hinteren Bereiche des Knies.



Gerade



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|---|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Arthroskopie-Stanze, medium, gerade | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 900247 |
| Arthroskopie-Stanze, medium, links gebogen | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 900248 |
| Arthroskopie-Stanze, medium, rechts gebogen | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 900249 |
| Arthroskopie-Stanze, medium, aufgebogen | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 900263 |

Maul aufgewinkelt



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|---|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Arthroskopie-Stanze, medium, gerade, Maul aufgewinkelt | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 900250 |

Stanzen

Schmal

Die schmale Ausführung der Maulteilbreite verbunden mit einem scharfen Schnitt ermöglicht selbst im engsten Gelenk noch eine große Bewegungsfreiheit und bietet viele Varianten des Schneidens.



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Arthroskopie-Stanze, schmal, gerade | 1,90 mm | 1,67 mm | 2,89 mm | 900399 |
| Arthroskopie-Stanze, schmal, Maul 45° links gewinkelt | 1,50 mm | 1,67 mm | 2,89 mm | 900400 |
| Arthroskopie-Stanze, schmal, Maul 45° rechts gewinkelt | 1,50 mm | 1,67 mm | 2,89 mm | 900401 |

Oval

Durch die ovale Ausführung des Maulteils erhält die Stanze den größten Schnitt mit der schmalsten Spitze.



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Korb-Stanze, oval, gerade | 1,65 mm | 4,39 mm | 6,57 mm | 900257 |
| Korb-Stanze, oval, links gebogen | 1,65 mm | 4,39 mm | 6,57 mm | 900432 |
| Korb-Stanze, oval, rechts gebogen | 1,65 mm | 4,39 mm | 6,57 mm | 900433 |
| Korb-Stanze, oval, aufgebogen | 1,65 mm | 4,39 mm | 6,57 mm | 900434 |

Oval, Maul aufgewinkelt



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Korb-Stanze, oval, gerade, Maul aufgewinkelt | 1,65 mm | 4,39 mm | 6,57 mm | 900264 |

Dreh-Stanzen

Die seitliche Öffnung des Mauls erleichtert die Bearbeitung der Meniskuskante am schwer zugänglichen Vorderhorn.



Rotierbarer Ringgriff

| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|---|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2,2 mm Schaft gerade, Maul 90° links gewinkelt | 1,60 mm | 2,20 mm | 4,10 mm | 900424 |
| 2,2 mm Schaft gerade, Maul 90° rechts gewinkelt | 1,60 mm | 2,20 mm | 4,10 mm | 900425 |



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
| Arthroskopie-Stanze, retrograd, Schnitt links | 3,93 mm | 2,30 mm | 5,58 mm | 900453 |
| Arthroskopie-Stanze, retrograd, Schnitt rechts | 3,93 mm | 2,30 mm | 5,58 mm | 900454 |

Schere

Durch die Hakenzähne an der Spitze des Instrumentes wird ein Abrutschen des Gewebes verhindert sowie ein sauberer Schnitt ermöglicht.



| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Haken-Schere gerade | 125 mm | 900422 |

Fasszange

Die Fasszange in ihren verschiedenen Ausführungen bietet alle Möglichkeiten zum Fassen von Gewebe in jedem Gelenkbereich.




Sperregriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
| Fasszange Alligator 2,7 mm gerade | 125 mm | 900423 |
| Fasszange Alligator 3,4 mm gerade | 125 mm | 900288 |

SJ Stanzen

Speziell für kleine Gelenke wurde diese Auswahl an Instrumenten zusammengestellt. Kürzere Schäfte sowie kleinere Maulteile bieten einen idealen Zugang für Ellbogen, Handgelenk und Sprunggelenk.

Bestmögliche Reinigung ohne Einbußen von Stabilität, durch zusätzlich nach unten geöffnete Führung im Schaft.



Gerade

Schaft und Maulteil sind gerade



Maul aufgewinkelt

Maulteil ist aufgewinkelt, ermöglicht einen leichteren Zugang an den hinteren Bereich des Meniskus



Aufgebogen

Instrument ist am Schaft aufgebogen, es folgt der Kontur des Kondylus und hält die geschnittene Oberfläche parallel zum Tibiaplateau



Standardgriff

Sperrgriff

Stanzen



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Artikel-Nr. |
|--|---------------|----------------|-----------------|-------------|
|  Korbstanze Jr. oval, gerade | 1,20 mm | 2,30 mm | 3,50 mm | 900327 |
|  Arthroskopie-Stanze Jr. gerade | 1,20 mm | 2,30 mm | 3,50 mm | 900328 |
|  Korb-Stanze Jr., stumpf, gerade | 1,70 mm | 1,70 mm | 3,00 mm | 900326 |

Zangen



| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|------------------------|--------------|-------------|
| Löffelzange Raptor Jr. | 95 mm | 900287 |

Fasszange Alligator junior



| Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|--------------|-------------|
| 95 mm | 900289 |

Tasthaken, Kleingelenke

Spitze 3 mm, Nutzlänge 70 mm
 Artikel-Nr. 900355



Fadenschieber



Faden einlegen



Gewebe fassen



Gewebe durchstechen



Naht mit Schlaufe festziehen


| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|--|--------------|-------------|
|  Fadenschieber Seitenbeladung | 170 mm | 900382 |
|  Fadenschieber Frontbeladung | 170 mm | 900382-V |

Nitinol-Nadeln für Fadenschieber

Verpackungseinheit 6 Stück, steril verpackt
 Artikel-Nr. 900383



Fadenhalter



Standardgriff

Axialgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|-------------|
|  Bird Beak 20° aufgewinkelt | 155 mm | 900429 | 900390 |
|  Clever Hook Spitze links | 155 mm | 900318 | 900316 |
|  Clever Hook Spitze rechts | 155 mm | 900319 | 900317 |
|  Sixter links gedreht | 155 mm | 900322 | 900320 |
|  Sixter rechts gedreht | 155 mm | 900323 | 90321 |

Fadengreifer



Sperrgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
|  gerieft, Schaft gerade | 155 mm | 900286 |
|  King, kreuzgerieft, Schaft gerade | 155 mm | 900325 |


Gewebefasszange

Sperrgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|--|--------------|-------------|
|  Schaft gerade | 155 mm | 900331 |
|  1 x 2 Zähne, Schaft gerade | 155 mm | 900455 |


Knotenschieber mit Ring Ø 3 mm

Schaft gerade



| Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|--------------|-------------|
| 155 mm | 900283 |

Fadenschneider



| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|--|--------------|-------------|
|  Schaft gerade | 155 mm | 900285 |
|  Schaft gerade | 155 mm | 900329 |

Ducky Stanzen

Eine schmale Maulteilhöhe verbunden mit einem breiten Maul sorgen für eine optimale Bewegungsfreiheit bis in die hinteren Bereiche des Knies.



| | Maulteil Höhe | Schnitt Breite | Maulteil Breite | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Arthroskopie-Stanze, medium, gerade, Maul aufgewinkelt | 1,93 mm | 3,20 mm | 5,00 mm | 220 mm | 900443 |

Hakensonde



| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Hakensonde 6 mm | 215 mm | 900430 |

Hakensonde



Dreieckgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
|  Hakensonde 3 mm | 115 mm | 900022 |
|  Hakensonde 5 mm | 115 mm | 900136 |

Ringkürette



Dreieckgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
|  Ring-Kürette Ø 3 mm | 115 mm | 900291 |
|  Ring-Kürette Ø 7 mm | 115 mm | 900292 |

Messer



Dreieckgriff

| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
|  Bajonettmesser | 115 mm | 900296 |
|  Bananenmesser gezahnt | 115 mm | 900297 |
|  Skalpellmesser | 115 mm | 900298 |
|  Rosettenmesser | 115 mm | 900299 |

Knorpelfeile

**Silikongriff/
Dreieckgriff**



| | Arbeitslänge | Griff | Artikel-Nr. |
|--|--------------|---------|-------------|
|  Knorpelfeile | 115 mm | Silikon | 900152 |
| | 115 mm | Dreieck | 900293 |

Mikrofrakturierung/Chondro Pick



| | Arbeitslänge | Artikel-Nr. |
|---|--------------|-------------|
|  Meißel 25° spitz | 125 mm | 900147 |
|  Meißel 40° spitz | 125 mm | 900148 |
|  Meißel 60° spitz | 125 mm | 900149 |

Hammer



| Kopf | Gesamtlänge | Artikel-Nr. |
|----------------|-------------|-------------|
| Ø 30 mm, 240 g | 190 mm | 900461 |

EBERLE GmbH & Co. KG

Dachsteinstraße 2
75449 Wurmberg
Deutschland

Telefon +49 (0) 7044 9611-288

vertrieb@eberle-med.de

www.eberle-med.de

