



EBERLE

HF


ARTro 200

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

RF-Generator für die bipolare und monopolare Arthroskopie.



Beschreibung	Artikel-Nr.
ARTro 200 Generator	900332



Beschreibung	Artikel-Nr.
ARTro 200 Fußschalter, 5 m Kabel	900337

Beispiele für den Anwendungsbereich



Meniskusteilresektion, Teilsynovektomie,
Plica synovialis Resektion, Lateral release



Synovektomie, Knorpelglättung,
Labrum, Teilresektion







Acromioplastik, Teilsynovektomie,
Knorpelglättung, Tenotomie

Bipolare Anschlusskabel

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG



mehrfach verwendbar

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge
	Pinzettenkabel bipolar, ARTro 200	900335	5 m
	Pinzettenkabel bipolar, International 2 Pol	900207	5 m
	Pinzettenkabel bipolar, Martin Maxium	900374	5 m
	Pinzettenkabel bipolar, für Erbe VIO/ICC/ACC, Storz	900338	5 m

Bipolare Arthroskopie-Elektroden





Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

Sichere Handhabung,
maximale Wirtschaftlichkeit.

Die BiCart-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.



mehrfach **verwendbar**

		Länge Schaft = 115 mm	Länge Schaft = 170 mm
	Beschreibung	Bipolare Vaporisationselektrode „VAP“	Bipolare Vaporisationselektrode „VAP“
	Artikel-Nr.	900197	900196
	Beschreibung	Bipolare Vaporisationselektrode 70°	Bipolare Vaporisationselektrode 70°
	Artikel-Nr.	900195	900194
	Beschreibung	Bipolare Hakenelektrode 90°	
	Artikel-Nr.	900193	
	Länge Haken	1,5 mm x Ø 0,8 mm	
	Beschreibung		Bipolare Hakenelektrode 90°
	Artikel-Nr.		900268
	Länge Haken		1,5 mm x Ø 0,85 mm

HF-Handgriffe Evoline monopolar

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

- Für Elektroden mit 4 mm-Schaft
- Mit Sechskant-Verdrehsicherung



mehrfach verwendbar

HF-Handgriff Evoline	U _{max}
HF-Handgriff für 4 mm-Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	4,3 kVp



	Beschreibung	Erbe ICC/ACC, Storz
	Artikel-Nr.	900419
	Länge	3 m
	Beschreibung	Martin, Berchtold, Integra
	Artikel-Nr.	900420
	Länge	3 m
	Beschreibung	Valleylab, Internat. Modelle 3 Pin
	Artikel-Nr.	900421
	Länge	3 m
	Beschreibung	ARTro 200
	Artikel-Nr.	900435
	Länge	3 m

Monopolare Elektroden

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

Beschreibung	Artikel-Nr.
 <p>Neutralelektrodenkabel für ARTro 200, Länge 5 m</p>	900410
 <p>Neutralelektrode</p>	900395

Aktive monopolare Elektroden

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

- Für HF- und RF-Generatoren geeignet
- Autoklavierbar
- Sechskant-Verdrehschutz



mehrfach verwendbar

	VPE = 5	
	Beschreibung	Messerelektrode
	Artikel-Nr.	900411
	Maße	26 mm 3,2 mm
	U_{max}	4,3 kVp
	Beschreibung	Spatelektrode
	Artikel-Nr.	900412
	Maße	22,5 mm 2,8 mm
	U_{max}	4,3 kVp
	Beschreibung	Lanzettenelektrode starkes Blatt
	Artikel-Nr.	900413
	Maße	25 mm 2,5 mm
	U_{max}	4,3 kVp
	Beschreibung	Messerelektrode seitliche Spitze
	Artikel-Nr.	900414
	Maße	24 mm 3,3 mm
	U_{max}	4,3 kVp

Monopolare Arthroskopie-Elektroden

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

- Für HF- und RF-Generatoren geeignet
- Autoklavierbar
- Sechskant-Verdrehschutz



mehrfach verwendbar

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Arthroskopieelektrode Nadel 90°, 1,5 Schaft Ø 4,0 x 130	900142
	Arthroskopieelektrode Nadel 90°, 4,0 Schaft Ø 4,0 x 130	900143
	Arthroskopieelektrode Messer 45°, 4,0 Schaft Ø 4,0 x 130	900144
	Arthroskopieelektrode Stift 90°, 3,0 Schaft Ø 4,0 x 130	900145
	Arthroskopieelektrode Kugel Ø 4,0 Schaft Ø 4,0 x 122	900146




Elektroden für die plastische Chirurgie

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

- Für HF- und RF-Generatoren geeignet
- Autoklavierbar
- Sechskant-Verdrehschutz



mehrfach verwendbar

		VPE = 5	
	Beschreibung	Kugelelektrode	
	Artikel-Nr.	900415	
	Maße	Ø 1 mm	
	U _{max}	4,3 kVp	
	Beschreibung	Kugelelektrode	
	Artikel-Nr.	900416	
	Maße	Ø 3 mm	
	U _{max}	4,3 kVp	
	Beschreibung	Spatelektrode, biegsam	
	Artikel-Nr.	900417	
	Maße	6 mm	2 mm
	U _{max}	4,3 kVp	

EBERLE GmbH & Co. KG

Glasbronnenstraße 6
75449 Wurmberg
Telefon +49 (0) 7044 9611-0
Fax +49 (0) 7044 9611-11
info@eberle-med.de
www.eberle-med.de

Vertrieb:
vertrieb@eberle-med.de
Telefon +49 (0) 7044 9611-288
